
Prothèse adhérente asymétrique, contact 2A



Prix du produit :

480,00 €

Description brève du produit :

Galbe moyen Forme asymétrique, à porter soit du côté gauche ou soit du côté droit Légère extension sous l'aisselle Adhère directement à la peau pour une sécurité totale

Description du produit :

Comfort+ intégré à la face interne pour réduire la transpiration derrière la prothèse et offrir une sensation agréable tout au long de la journée

La prothèse adhère directement à la peau et suit les mouvements du corps. C'est un choix idéal si vous avez une vie active ou si vous voulez tout simplement une prothèse qui offre le plus de choix vestimentaires.

Note : Il est conseillé de porter un bon soutien-gorge pour s'assurer que votre prothèse ne glisse pas.

Comme la prothèse est adhérente vous n'avez pas besoin de mettre un soutien-gorge avec des poches à l'intérieur.

Inclus dans votre kit de démarrage:

1. Une prothèse ou une paire à votre taille
 2. Un flacon [Soft Cleanser](#) (Pour le nettoyage de la surface adhérente de vos seins silicone)
 3. [Skin Balance Gel-Cream](#) (Pour tonifier le cou et le décolleté)
 4. Des lingettes [Skin Preparation Tonic Towels](#) pré-imprégnée pour préparer la peau
 5. Une brosse douce pour le nettoyage
 6. **Un jeu de contact** = une protection lorsque que vous ne portez pas vos seins silicone ou pour porter en version non adhésive
-

7. Une belle boîte de rangement

Nous ne **pouvons** donc **pas accepter les retours ou échanges pour la prothèse pour des raisons d'hygiène**. Nous vous remercions de votre compréhension

Attributs du produit :

Différentes Options: La Paire

Taille Prothèse: 10 - (Bonnet D), 6 - (Bonnet B), 12 - (Bonnet E), 4 - (Bonnet A), 8 - (Bonnet C)

Galerie de produits :

