
Buste poitrine silicone travestis, col haut



Prix du produit :

209,25 €

Description brève du produit :


Buste faux seins, col haut, Bonnet B-C-D-E-G-H, dissimulation de la pomme d'Adam

Description du produit :

2* Liquid silicone - Les seins sont remplis de gel silicone. Ils ont une fermeté superbe et une douceur délicieuse. L'entre deux des seins est d'une beauté exceptionnelle, c'est le symbole de la féminité depuis des décennies, les mamelons, les aréoles et leur galbe sont d'un réalisme remarquable.

Matériel: 100% Silicone

Conception de bord super mince



LA MESURE MANUELLE PEUT AVOIR UNE ERREUR DE 1 À 3 CM, MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

Bonnet	Tour du cou	Epaule	Tour de buste	Dessous buste
B	32cm	34cm	82cm	72cm
C	33cm	34cm	86cm	72cm
D	32cm	34cm	92cm	76cm
E	33cm	34cm	94cm	76cm
F	34cm	34cm	96cm	76cm
G	34cm	34cm	100cm	78cm
H	34cm	34cm	104cm	78cm

Qualité du silicone médical exclusif,
Le produit est très élastique, étirement 150%

Le décolleté à couper le souffle est à portée de main avec notre buste faux seins Vous recherchez look tendance pour attirer les regards, ce buste faux seins transforme votre silhouette en un instant. Sans coutures évidentes de votre menton au bas de votre cage thoracique, ces magnifiques seins forment votre corps en un instant.

Ce buste faux seins vous permet de faire l'expérience de beaucoup de mouvement. Mieux encore, son design flexible et extensible s'adapte à la plupart des types de corps et peut même être porté sans soutien-gorge.

- Conçu pour minimiser les coutures
- Réchauffe votre corps pour une expérience des plus naturelles
- Pas besoin de rubans adhésifs ou de colles salissantes pour créer l'illusion.
- Super extensible, facile à enfiler et à porter

-
- Le décolleté facilite la dissimulation de la pomme d'Adam avec moins de coutures visuelles
 - Des mamelons érigés, texturés et une aréole complètent le look
 - Le design ultra doux donne le plus de mouvement

*** Conseils ***

La manipulation est très simple :

Mettre du talc sur votre corps et à l'envers de votre buste faux seins, avant de l'enfiler avec plus de facilité.

Passer le col en premier, faites descendre votre buste très doucement pour éviter de le déchirer, comme si vous mettiez un collant.

Soyez prudent avec les ongles et les bijoux afin de ne pas faire de trous.

*** Entretien ***

Après l'usage, lavez délicatement à la main, rincez à l'eau claire et laissez sécher à l'air.

Ajouter de la poudre de talc à l'intérieur de votre buste faux seins après le séchage de façon à l'enfiler plus facilement.

Note : Un soutien-gorge est exigé pour l'**option Bonnet : Intérieur gel silicone**.

Vous pouvez utiliser du maquillage, pour l'adapter à la couleur de votre peau.



INTÉRIEUR LISSE ET PLAT

Remplissage interne fermé
Confortable au toucher



Attributs du produit :

Couleur-buste: 3, 1, 2

Option Bonnet: Intérieur gel silicone

Taille Buste: BONNET-H, BONNET-B , BONNET-C, BONNET-D, BONNET-E, BONNET-G

Galerie de produits :

