
Faux Ventre de Grossesse Réaliste en Silicone Gonflable



Prix du produit :

219,00 €

Description brève du produit :

Créez l'illusion parfaite d'une grossesse avec notre faux ventre en silicone gonflable. Idéal pour vos projets photo, vidéo et cosplay !

Description du produit :

Découvrez notre **faux ventre de grossesse ultra-réaliste**, conçu pour une simulation parfaite et convaincante. Fabriqué en **silicone de haute qualité**, ce ventre gonflable offre un rendu visuel et tactile incroyablement authentique, reproduisant fidèlement les courbes et l'apparence d'une véritable grossesse.

Que vous soyez un professionnel de l'image préparant un shooting photo ou une production vidéo, un passionné de cosplay souhaitant incarner un personnage avec une authenticité bluffante, ou simplement à la recherche d'un accessoire pour un événement thématique, notre faux ventre est l'outil idéal.


Facile à utiliser et à ajuster, il s'adapte confortablement à votre morphologie grâce à son système gonflable, vous permettant de varier l'ampleur du ventre pour simuler différentes étapes de la grossesse. Léger et discret, il vous assure une liberté de mouvement totale tout en garantissant un réalisme saisissant.

Caractéristiques principales :


- **Matériau :** Silicone médical de haute qualité, doux et sûr pour la peau.
-

-
- **Conception** : Réaliste, avec des détails soignés pour un aspect naturel.
 - **Ajustable** : Système gonflable pour simuler différentes tailles de ventre.
 - **Confort** : Léger et agréable à porter.
 - **Polyvalent** : Parfait pour la photographie, la vidéo, le cosplay, les performances théâtrales et les déguisements.

Créez des scènes mémorables et des transformations époustouflantes avec cet accessoire indispensable.



Étapes d'utilisation




Tout d'abord, trouvez la connexion à l'arrière de l'estomac.



Trouvez les 出 connexions et insérez-les.




Branchez le connecteur d'alimentation sur la tête de chargement pour connecter l'alimentation.




Activation finale de l'interrupteur

Informations sur le produit



Taille	Mois	Poids	Arc horizontal	Arc vertical	Longueur
M	3-5 mois	1550g/3,42 lb	32 cm	27 cm	96 cm
L	6-8 mois	1580g/3,48 lb	35 cm	30 cm	96 cm
XL	9-10 mois	1900g/4,19 lb	42 cm	36 cm	98 cm

Les données ci-dessus sont mesurées à la main, il y a une petite erreur. Si vous souhaitez photographier avec précaution, veuillez consulter le service client pour plus de détails



La manipulation est très simple :

Mettre du talc sur le corps avant de mettre votre faux ventre pour plus de facilité.

Soyez prudent avec les ongles et les bijoux afin de ne pas faire de trous.

Pour nettoyer votre faux ventre, mettez le dans une baignoire ou une bassine avec de l'eau tiède et du savon doux.

Après le lavage, secouez le légèrement et laissez le sécher à l'air.

Ajoutez du talc à l'intérieur du faux ventre après le séchage de façon à le mettre plus facilement la fois suivante.

Le silicone peut déchirer avec force ou trop d'étirement.

Attributs du produit :

Couleur: 1, 2, 3, 4

Taille: M, L, XL

Galerie de produits :

